



Plusieurs dizaines de milliers
d'unités vendues en France

Quelques références : de nombreux
centres hospitaliers, EHPAD, écoles,
mairies et SDIS...

Produit disponible à l'UGAP



THERMOMÈTRE FRONTAL SANS CONTACT

- ✓ Approprié au dépistage grand public dans le cadre de la pandémie Covid-19
- ✓ Dispositif médical certifié CE
- ✓ Garantie constructeur 12 mois, hors casse
- ✓ Simple et intuitif, prêt à l'emploi
- ✓ Prise de température immédiate sans contact
- ✓ Adapté aux enfants et aux adultes
- ✓ Fiabilité importante sur une plage étendue avec une précision de +/- 0,2° C
- ✓ Produit ergonomique et léger pour une utilisation prolongée
- ✓ Changement de couleur de l'écran lorsqu'une température excessive est détectée
- ✓ Alerte sonore désactivable
- ✓ Possibilité de modifier la valeur de la température déclenchant l'alerte
- ✓ Peut être utilisé par des toutes les populations, y compris celles sujettes à un handicap visuel ou auditif
- ✓ Dispositif d'arrêt automatique afin d'économiser les 2 piles AAA fournies
- ✓ Alerte en cas de pile faible
- ✓ Désinfection simplifiée (sans contact) et compatibles avec les lingettes hydroalcooliques

CONTACTEZ LE GROUPE PRISME

France Sud et Région Parisienne: Jean Marie Bonjour 06 08 92 28 19 - jm.bonjour@groupeprisme.com
France Nord et DOM TOM: Thierry Riva 06 17 49 57 68 - t.riva@groupeprisme.com

ou

Contactez votre Chargé(e) de Clientèle UGAP habituel
Marché UGAP n° 614 894 - Titulaire : Groupe PRISME

COMMENT PRENDRE LA TEMPÉRATURE AVEC LE THERMOMÈTRE FRONTAL SANS CONTACT À LECTURE RAPIDE



1. Allumez le thermomètre en appuyant puis en relâchant la gâchette.
2. Vérifiez que le thermomètre est réglé comme vous le souhaitez :
 - Présence du symbole visage  pour une mesure frontale (bouton central, mode).
 - Présence du symbole °C (bouton gauche, choix °C ou °F).
 - Mode sonore ou silencieux (bouton droit, choix alerte sonore ou silencieuse).

3. La prise de température se fait sans contact, à une distance de 1 cm à 5 cm de la personne, en dirigeant le capteur vers **la tempe** où passe l'artère temporale, et en appuyant brièvement puis en relâchant la gâchette. Cette zone, délimitée par un cercle dans l'image, est idéale pour une mesure précise, et préférable au front.

4. La température s'affiche immédiatement sur l'écran LCD de l'appareil. Le résultat de la lecture est confirmé visuellement et auditivement.

Température normale : 1 bip long et rétroéclairage vert
Température > au seuil d'alerte : 3 bips courts + affichage rouge
(seuil de 37,6° C par défaut, modifiable)

5. Le thermomètre se met hors tension automatiquement



CONSIGNES À RESPECTER

- ✓ Dégagez les cheveux avant la prise de température.
- ✓ Essuyez la sueur du front si besoin.
- ✓ Évitez les flux d'air (ventilateur, air conditionné, chauffage, ...).
- ✓ Laissez le thermomètre à la température ambiante pendant au moins 30 mn avant de l'utiliser, notamment en cas de changement du lieu d'utilisation. Aucun autre calibrage requis.
- ✓ Après chaque usage, désinfectez le thermomètre.

Note : les plages normales de température dépendent du mode de mesure utilisé :

Prise frontale (tempe) : 36,1° C - 37,5° C
Voie rectale : 36,6° C - 38,0° C
Voie buccale : 35,5° C - 37,5° C

Voie axillaire (sous l'aisselle) : 34,7° C - 37,3° C
Voie tympanique (oreille) : 35,8° C - 38,0° C